

# FAIRE DU NEUF AVEC DU VIEUX !

Échangez votre  
ORTHORA 101 contre  
l'ORTHORA 200 !

Durée de l'action :  
01.04.2021 – 30.06.2021



Contactez-nous, ou votre revendeur privilégié, pour obtenir une offre.



MIKRONA TECHNOLOGIE AG  
Wiesenstrasse 36  
8952 Schlieren  
**mikrona.com**

# INVESTISSONS DANS L'AVENIR

La pandémie de coronavirus a aggravé davantage encore l'approvisionnement en pièces de rechange pour l'ORTHORA 101, de sorte que la fourniture des pièces de rechange spécifiques à l'ORTHORA 101 ne peut plus être assurée.

Son successeur, l'ORTHORA 200, représente l'évolution technique du produit classique ORTHORA 101. L'ORTHORA 200 a été développé avec détermination au cours des années précédentes, puis optimisé et complété de nouvelles fonctions. Grâce au recours aux technologies les plus récentes, nous pouvons proposer des pièces de rechange qui répondent à l'exigence de qualité supérieure de Mikrona. Cela permet d'assurer un service en temps réel et impeccable pour les clients de l'ORTHORA 200.

Cet investissement pratiqué au bon moment permet d'assurer la valorisation stable du cabinet, et s'avère non seulement attractif pour les patients, mais aussi pour tous ceux qui estiment la fiabilité de l'ORTHORA 200.

**Après la date du 31.03.2022, le service et la fourniture des pièces de rechange pour l'ORTHORA 101 cesseront complètement !**

## QUE FAIRE ALORS ? PLEIN DE BONNES RAISONS DE PASSER À L'ORTHORA 200

### UTILISATION, CONFORT ET SÉCURITÉ

**La structure modulaire de l'unité de traitement ORTHORA 200 s'adapte parfaitement à vos besoins et vous permet de compléter son équipement avec rapidité et facilité.**

- La fonctionnalité rapide, automatique et hygiénique dotée du CleanHub apporte, en vue de satisfaire les recommandations du RKI et de la SSO, la possibilité d'un rinçage automatique de tous les instruments conducteurs d'eau.
- ORTHORA 200 est réglable en hauteur de 10 cm de plus.
- Le dossier adopte les mouvements synchrones du dos, si bien que le patient a une assise sûre et confortable.
- Un amortisseur Softstopp et les accoudoirs en option permettent d'accroître davantage le confort des patients en position couchée.
- L'appui-tête est doté d'une plus grande plage de mouvement, soutenant ainsi parfaitement le traitement lingual.
- Une lampe opératoire assortie à l'état de la technique et équipée de LED et de capteurs efficaces au profit d'une manipulation sans contact rend le travail efficient et sûr.
- Un micromoteur sans brosse doté d'un couple extrêmement élevé et d'une plage de vitesse de 100 t/min à 40 000 t/min répond aux besoins individuels lors du traitement.
- La technologie à ultrasons de la dernière génération à LED (No Pain) convient idéalement au nettoyage dentaire professionnel.

### ASPECT ESTHÉTIQUE

- Le concept de couleur moderne et unique en son genre en termes de laquage et de capitonnage contribue à rehausser le cachet individuel de vos locaux.
- Les capitonnages déclinés en 28 coloris tendance, agrémentés de la possibilité de lettrages personnalisés au laser sans joints de construction et d'assemblage, peuvent être échangés en quelques secondes grâce à un simple système de clic.

### INSTALLATION ET SERVICE

- ORTHORA 200 s'adapte avec précision aux mêmes raccordements que l'ancienne unité ORTHORA 101. L'installation peut par conséquent être réalisée en très peu de temps, sans pour autant devoir réaménager le cabinet.
- Tous les flexibles d'instruments sont munis de manchons à vis, permettant ainsi un remplacement facile et rapide.
- Les manipulations coutumières et éprouvées du fauteuil restent les mêmes.
- Les instruments peuvent être pilotés de manière dynamique.
- Les commandes de tous les instruments peuvent être faites au moyen de la pédale, qu'elle soit intégrée ou découplée.
- Il est possible de souscrire un service d'entretien afin de garantir une exploitation sans faille du cabinet. Ce service diminue les risques de temps d'arrêt imprévisibles et permet de minimiser les frais imprévus.